

Link do produktu: <https://www.cosmeticana.pl/apis-ceramide-repair-kojaca-mask-a-100g-z-ceramidami-i-beta-glukanem-200g-p-4299.html>



APIS CERAMIDE REPAIR Kojąca maska algowa z ceramidami i beta glukanem / 200g

Cena	39,99 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901810051952

Opis produktu

APIS CERAMIDE REPAIR Kojąca maska algowa z ceramidami i beta glukanem / 200g

Maska przynosząca natychmiastowe ukojenie przesuszonej i podrażnionej skórze. Zmniejsza jej nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne i wycisza zaczerwienienia, także po intensywnych zabiegach. Dostarcza składniki niezbędne do przywrócenia naturalnej równowagi hydrolipidowej naskórka, w tym kluczowe do jej odbudowy ceramidy typu 3 i 6-II. Obecność beta glukanu z wąkrotką azjatycką wspiera szybszą regenerację i podnosi poziom nawilżenia, co skutecznie niweluje odczucie suchości, pieczenia oraz łuszczenia skóry.

WŁAŚCIWOŚCI:

- ceramidy typu 3 oraz 6-II – stanowią podstawowy element cementu międzykomórkowego, odpowiedzialny za integralność warstwy rogowej skóry. Ich niedobór prowadzi do zwiększonej utraty wody (TEWL), co skutkuje odwodnieniem.
- beta-glukan – skutecznie wycisza uczucie swędzenia, pieczenia oraz suchości skóry.
- wąkrotka azjatycka – wspiera proces gojenia podrażnień i przyspiesza regenerację skóry.

SKŁAD-INCI: Diatomaceous Earth, Calcium Sulfate, Sodium Alginate, Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Trisodium Phosphate, Calcium Carbonate, Titanium Dioxide, Avena Sativa (Oat) Bran Extract, Beta-Glucan, Centella Asiatica Extract, Ceramide NP, Lecithin, Sorbitol, Panthenol, Glucose, Trilaureth-4-Phosphate, Carnitine, Ceramide 6 II, Citric Acid, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Parfum.

Wskazania: dla każdego rodzaju skóry szczególnie suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień, z zaburzoną barierą hydrolipidową oraz po zabiegach kosmetycznych.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Sposób użycia: do około 15 g maski dodać około 40 ml wody mineralnej niegazowanej, energicznie mieszając doprowadzić do gęstej konsystencji. Nałożyć szpatułką na skórę twarzy i szyję, pozostawić na 15-20 minut. Po zastygnięciu usunąć maskę przez ściągnięcie w całości, ewentualne pozostałości zmyć tonikiem.