

Link do produktu: <https://www.cosmeticana.pl/apis-express-lifting-koncentrat-intensywnie-napinajacy-i-wygładzajacy-z-kompleksem-tensup-30-ml-p-4442.html>



APIS EXPRESS LIFTING Koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z kompleksem TENS'UP™ / 30 ml

Cena	49,50 zł
Dostępność	●
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901810000424

Opis produktu

APIS EXPRESS LIFTING Koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z kompleksem TENS'UP™ / 30 ml

Koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z przełomowym kompleksem TENS'UP™, który jest nowoczesnym składnikiem aktywnym o wyraźnym efekcie liftingującym i naprężającym. Skóra jest wygładzona, a zmarszczki mimiczne są mniej widoczne – co potwierdziły testy in-vivo*. Zwiększa również syntezę kolagenu i poprawia kondycję skóry. W połączeniu z kwasem hialuronowym, masłem shea i olejem arganowym zapewnia skórze perfekcyjne wygładzenie.

*test in-vivo – ocena kliniczna, pod ścisłą kontrolą medyczną, wykonywane na ludzkiej skórze

WŁAŚCIWOŚCI:

- **kompleks TENS'UP™** - daje natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu
- **ekstrakt z awokado** - odżywia, regeneruje i wzmacnia skórę
- **kwas hialuronowy** - nawilża
- **proteiny jedwabiu** - nadają miękkość i gładkość skórze, działają liftingująco
- **ceramidy** - mają działanie ujędrniające i odbudowujące
- **ekstrakt z nasion Inu** - zmiękcza skórę i łagodzi podrażnienia
- **olej słonecznikowy** - działa przeciwstarzeniowo i regenerująco
- **masło shea** - dodaje blasku, odżywia, nawilża i wygładza skórę
- **olej arganowy** - regeneruje, nawilża, redukuje zmarszczki

SKŁAD/INCI:

Collagen, Hydrolyzed Elastin, Aqua, Sodium Hyaluronate, Lecithin, Sorbitol, D-panthenol, Glucose, Trilaureth-4-Phosphate, Carnitine, Ceramide 6, Cichorium Intybus (Chicory) Root, Oligosaccharides, Caesalpinia Spinosa Gum, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

ODPOWIEDNI DLA CERY:

- dojrzałej
- wymagającej błyskawicznego liftingu

STOSOWANIE:

Pamiętaj, że przed użyciem koncentratu Twoja skóra musi zostać odpowiednio przygotowana, a preparat wstrząśnięty. Dokładnie oczyść skórę twarzy, szyi i dekoltu, zaaplikuj tonik, następnie rozprowadź kilka kropli koncentratu. Poczekać chwilę aż się wchłonie. Nie zmywaj! Pamiętaj, aby nie dotykać pipetą skóry! Zastosuj teraz swój ulubiony krem lub serum. Używaj 1-2 razy dziennie.

Nie zapomnij o kosmetyku pod oczy! [Serum intensywnie napinające z kompleksem TENS'UP™](#) z tej samej serii będzie najlepszym rozwiązaniem.

Produkt możesz wprowadzać ultradźwiękami, mezoterapią bezigłową lub mikroigłową.