

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 11:10

Link do produktu: <https://www.cosmeticana.pl/apis-lifting-peptide-liftingujaco-napinajaca-mask-pod-oczy-z-snap-8-peptide-50-ml-p-4217.html>



APIS LIFTING PEPTIDE Liftingujaco-napinajaca maska pod oczy z SNAP-8 peptide / 50 ml

Cena	31,49 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901810005795

Opis produktu

APIS LIFTING PEPTIDE Liftingujaco-napinajaca maska pod oczy z SNAP-8 peptide / 50 ml

Bezzapachowa, delikatna maska zawiera nowatorski biomimetyczny neuropeptyd SNAP-8™ peptide, który blokuje skurcze mięśni mimicznych i jest alternatywą do toksyny botulinowej. Efektywnie sypła drobne zmarszczki, napina i uelastycznia. Dodatkowo wzbogacona w koenzym Q10, olej makadamia i monoł doskonale pielęgnuje okolice oczu, przywracając witalność i młodzięczy wygląd.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **SNAP-8™ peptide** - mechanizm działania SNAP-8 polega na blokowaniu skurczy mięśni mimicznych, w efekcie zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra jest wygładzona
- **koenzym Q10** - dotlenia, zwiększa elastyczność i napięcie skóry
- **kwas hialuronowy** - intensywnie nawilża
- **olej monoł** - wspaniale nawilża i odżywia skórę i włosy nadając im egzotyczny zapach, działa łagodząco i przeciwzapalnie
- **olej z orzechów makadamia** - intensywnie regeneruje
- **Cobiolift™** - dzięki wysokiej zawartości polisacharydów zapewnia działanie filmotwórcze i nawilżające, zapewnia efekt liftingu i młody wygląd skóry, natychmiastowe wyrównanie powierzchni skóry, redukcję zmarszczek w obszarze kurzych łapek

SKŁAD/INCI:

Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol & Cetareth 20, Acetyl Octapeptide-3, Sodium Hyaluronate, Coco-Caprylate/Caprate, Ubiquinone, Carbomer, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Cocos Nucifera Oil, Gardenia Tahitensis Flower, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid

ODPOWIEDNI DLA CERY:

- każdego rodzaju dojrzałej skóry okolic oczu
- odwodnionej z tendencją do zmarszczek

-
- wymagającej szybkiego liftingu

STOSOWANIE:

Pamiętaj, że przed użyciem maski Twoja skóra musi zostać odpowiednio przygotowana. Dokładnie oczyść skórę twarzy, zaaplikuj tonik, nałóż równomiernie warstwę maski na skórę okolic oczu, pozostaw na 15-20 minut. Pozostałości maski zmyć wilgotnym wacikiem.

Dla uzyskania najlepszego efektu, pod maskę zaaplikuj [Liftingująco-napinające serum pod oczy z SNAP-8™ peptide](#).