

Link do produktu: <https://www.cosmeticana.pl/apis-rewolucja-w-nawilzaniu-hyaluron-4d-z-snap-8-peptide-30-ml-p-4028.html>



# APIS REWOLUCJA W NAWILŻANIU Hyaluron 4D z SNAP-8™ peptide / 30 ml

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena         | 52,49 zł      |
| Dostępność   | <div></div>   |
| Czas wysyłki | 24 godziny    |
| Kod EAN      | 5901810004279 |

## Opis produktu

APIS REWOLUCJA W NAWILŻANIU Hyaluron 4D z SNAP-8™ peptide / 30 ml

Formuła preparatu opiera się na innowacyjnym połączeniu biomimetycznych peptydów z niezwykle formą kwasu hialuronowego złożonego z czterech rodzajów cząstek hialuronianów o różnych wielkościach i innych właściwościach. Efektywny neuropeptyd SNAP-8™ peptide dzięki modelacji skurczów mięśniowych blokuje skurcze mięśni mimicznych, działa rozkurczająco, a mechanizm działania jest alternatywą do toksyny botulinowej. Efektem liftingu jest doskonale nawilżona na różnych poziomach skóra i poprawa jej gęstości, redukcja zmarszczek mimicznych. Struktura skóry jest wyraźnie wygładzona o wyższym stopniu jędrności i elastyczności, świeża i pełna blasku.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- **SNAP-8™ peptide** - mechanizm działania SNAP-8™ polega na blokowaniu skurczy mięśni mimicznych, w efekcie zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra jest wygładzona
- **koenzym Q10** - dotlenia, zwiększa elastyczność i napięcie skóry
- **4 różne wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego** - tworzą sieć wielowymiarową w przestrzeni skóry, oddziałują na różnych poziomach, dzięki czemu wykazują silne działanie nawilżające, gromadząc wodę z zewnątrz, jednocześnie utrzymując wodę w głębi skóry
- **Cobiolift™** - dzięki wysokiej zawartości polisacharydów zapewnia działanie filmotwórcze i nawilżające, zapewnia efekt liftingu i młody wygląd skóry, natychmiastowe wyrównanie powierzchni skóry, redukcję zmarszczek w obszarze kurzych łapek

### SKŁAD/INCI:

Aqua, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Acetyl Octapeptide-3, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol

### ODPOWIEDNI DLA CERY:

- każdego rodzaju cery dojrzałej
- odwodnionej z tendencją do zmarszczek
- wymagającej szybkiego liftingu

### STOSOWANIE:

---

Pamiętaj, że przed użyciem Hyaluron 4D SNAP-8™ peptide Twoja skóra musi zostać odpowiednio przygotowana. Dokładnie oczyść skórę twarzy, szyi i dekolту, zaaplikuj tonik, następnie rozprowadź Hyaluron 4D SNAP-8™ peptide. Poczekaј chwilę aż się wchłonie. Nie zmywaj! Używaj 1-2 razy dziennie. Teraz możesz zaaplikować swój ulubiony krem.

Pamiętaj, aby nie dotykać pipetą skóry!

Produkt możesz wprowadzać ultradźwiękami, mezoterapią bezigłową lub mikroigłową. Możesz również zaaplikować na niego dowolną maskę algową.

Dla uzyskania najlepszego efektu, użyj [Intensywnie nawilżającą maskę w płacie Hyaluron 4D](#).